

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Sec23B 토끼 다클론 항체 - Q15437

품목 번호: CM0017260

소개

ER에서 골지체로의 수송에 필수적인 COPII 외피 단백질인 인간 Sec23B를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 예측 분자량은 86 kDa입니다. 분비 및 막 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Sec23B 토끼 pAb
비고/별칭	CWS7; CDAII; CDAN2; CDA-II; HEMPAS; hSec23B; Sec23B
종	인간
GeneID (인간)	10483
GeneID	10483
면역원	합성 펩타이드 인간 Sec23B(NP_006354.2)의 아미노산 150-250 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q15437
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스팩