

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Sec23Ip 다클론 항체 - Q9Y6Y8

품목 번호: CM0015144

소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 SEC23IP(p125) 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플에 적합하며, ER 출구 부위 조직화와 COPII 소포 형성에 관여하는 SEC23 상호작용 단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SEC23IP Rabbit pAb
비고/별칭	P125; P125A; iPLA1A; MSTP053; iPLA1beta; SEC23IP
종	인간
유전자 ID (인간)	11196
유전자 ID	11196
면역원	재조합 단백질: 인간 SEC23IP(NP_009121.1)의 아미노산 600-940에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래 동물	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y6Y8
단백질 분자량	111kDa
배송	아이스팩