


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Sec24C 토끼 다클론 항체 - P53992

품목 번호: CM0015113



소개

인간 SEC24C를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광, ELISA에서 검증되었습니다. ER에서 골지체로의 수송에 필수적인 COPII 소포 화물 선택 단백질을 표적으로 합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	SEC24C 토끼 pAb
비고/별칭	SEC24C
종	인간
유전자 ID (인간)	9632
유전자 ID	9632
면역원	인간 SEC24C (NP_004913.2)의 아미노산 915-1094에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P53992
단백질 분자량	118kDa
배송 방식	아이스백