


Wb, Elisa용 항Sec24D 단클론 항체 - O94855

품목 번호: CM0005948



소개

ER에서 골지체로의 수송에 필수적인 COPII 소포 코트 단백질인 SEC24D를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐에서 WB, ELISA로 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SEC24D 토끼 mAb
비고/별칭	CLCRP2; SEC24D
종	사람
GeneID (사람)	9871
GeneID	9871
면역원	재조합 단백질 / 사람 SEC24D (NP_001304995.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	O94855
단백질 분자량	113kDa
배송 방식	아이스 팩