


Anti-Sec24D 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - O94855

품목 번호: CM0020083



소개

인체 SEC24D에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA 검증 완료; 마우스, 랫드와 교차 반응함. COPII 소낭 수송 및 ER-골지체 화물 선택 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SEC24D 토끼 pAb
비고/별칭	CLCRP2; SEC24D
종	인체 (Human)
유전자 ID	9871
면역원	인체 SEC24D의 아미노산 830-1000에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질 (NP_001304995.1)
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 랫드
SWISS	O94855
단백질 무게	113kDa
배송	아이스팩