

Wb, Elisa용 Anti-Sec61A 토끼 단일클론 항체 - Q9H9S3

품목 번호: CM0003283

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 Sec61A (Q9H9S3)를 타겟팅하는 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 소포체 단백질 전위 조사에 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Sec61A Rabbit mAb
비고/별칭	Sec61 alpha-2; SEC61A2; Sec61A
종	인간(Human)
GeneID (인간)	55176
GeneID	55176
면역원	인간 Sec61A (Q9H9S3)의 아미노산 350-450 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9H9S3
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)