


Wb, Elisa용 항-Sec61A1 다클론 항체 - P61619

품목 번호: CM0017967



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 SEC61A1 토끼 pAb. ER 단백질 전위 및 신장 발생에 핵심적인 인간 SEC61A1을 인식하며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 보입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SEC61A1 토끼 pAb
비고/별칭	HNFIJ4; SEC61; ADTKD5; HSEC61; SEC61A; SEC61A1
종	인간
유전자ID (인간)	29927
유전자ID	29927
면역원	인간 SEC61A1 (NP_037468.1)의 아미노산 310-420 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	P61619
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스 팩