


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Sec61A1 토끼 다클론 항체 - P61619

품목 번호: CM0015765



소개

인간 SEC61A1(P61619)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. ER 단백질 전좌 및 칼슘 항상성 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SEC61A1 토끼 pAb
비고/별칭	HNFJ4; SEC61; ADTKD5; HSEC61; SEC61A; SEC61A1
종	인간
유전자 ID	29927
면역원	인간 SEC61A1(NP_037468.1)의 아미노산 310~420에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P61619
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스백