


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Sec61B 토끼 다클론 항체 - P60468

품목 번호: CM0022067



소개

인간 SEC61B를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 SEC61B를 검출합니다. ER 단백질 전위 및 막 삽입 연구에 이상적이며, 단백질 수송 연구에서 안정적인 성능을 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SEC61B 토끼 pAb
비고/별칭	SEC61B; Sec61 트랜스포콘 베타 서브유닛
종	인간
유전자 ID (인간)	10952
유전자 ID	10952
면역원	인간 SEC61B (NP_006799.1)의 아미노산 1-96 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P60468
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스 팩