


Wb, Elisa용 Anti-Sec62 다클론 항체 - Q99442

품목 번호: CM0019660



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 용도로 검증된 고품질 SEC62 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플과 교차 반응합니다. ER 전위 및 단백질 수송 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	SEC62 토끼 pAb
비고/별칭	HTP1; TP-1; Dtrp1; TLOC1; SEC62
종	인간
GeneID	7095
면역원	인간 SEC62(NP_003253.1)의 아미노산 258-399에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q99442
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스팩