

Wb 및 Elisa용 Anti-Sec63 토끼 다가 항체 - Q9Ugp8

품목 번호: CM0019405

소개

인간 SEC63 (ERdj2, DNAJC23)에 대한 토끼 다가 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 단백질 수송 연구를 위해 ER 막 트랜스로콘 구성 요소를 타겟팅합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SEC63 Rabbit pAb
비고/별칭	ERdj2; PCLD2; SEC63L; DNAJC23; PRO2507; SEC63
종	인간(Human)
GeneID (인간)	11231
GeneID	11231
면역원	인간 SEC63 (NP_009145.1)의 아미노산 595-720에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다가 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9UGP8
단백질 분자량	88kDa
배송 방법	아이스 팩(Ice bag)