


Anti-Secisbp2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96T21

품목 번호: CM0027654



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 인간 SECISBP2 (SBP2)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 셀레노단백질 합성 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SECISBP2 Rabbit pAb
비고/별칭	SBP2; THMA1; SECISBP2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	79048
GeneID	79048
면역원	인간 SECISBP2 (NP_076982.3)의 아미노산 585-854에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q96T21
단백질 분자량	95kDa
배송	아이스백(Ice bag)