


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Sel1L Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Ubv2

품목 번호: CM0005833



소개

인간 SEL1L에 대한 Rabbit monoclonal antibody로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차 반응. ERAD 및 Notch 신호 전달을 표적하며, 췌장 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SEL1L Rabbit mAb
비고/별칭	Hrd3; SEL1L1; PRO1063; SEL1-LIKE
종	인간
유전자 ID	6400
면역원	인간 SEL1L (NP_005056.3)의 아미노산 251-350에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UBV2
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스백