


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Sel1L 토끼 다클론 항체 - Q9Ubv2

품목 번호: CM0016338



소개

Western blot, IF/ICC 및 ELISA용 인간 SEL1L에 대한 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스 및 랫드 샘플과 반응합니다. 소포체 품질 관리 및 Notch 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SEL1L 토끼 pAb
비고/별칭	Hrd3; SEL1L1; PRO1063; SEL1-LIKE; SEL1L
종	인간
유전자 ID (인간)	6400
유전자 ID	6400
면역원	인간 SEL1L의 아미노산 22-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_005056.3).
면역원 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9UBV2
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스팩