

Wb 및 Elisa용 Anti-Sele 다클론 항체 - P16581

품목 번호: CM0018918



소개

인간 SELE(E-selectin)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 백혈구 접착 및 혈관 내피 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SELE Rabbit pAb
비고/별칭	ELAM; ESEL; CD62E; ELAM1; LECAM2; selectin-e; SELE
종	인간
유전자 ID	6401
면역원	인간 SELE(NP_000441.2)의 아미노산 22-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
생산원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P16581
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스팩