

Anti-Selenbp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q13228

품목 번호: CM0023294

소개

Human SELENBP1 (Methanethiol oxidase)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블랏 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 셀레늄 생물학, 메탄티올 대사 및 암 바이오마커 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SELENBP1 Rabbit pAb
비고/별칭	MTO; LPSB; SP56; hSBP; EHMTO; SBP56; HEL-S-134P; SELENBP1
종	Human
Gene ID	8991
면역원	Human SELENBP1 (NP_003935.2)의 아미노산 243-472에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q13228
단백질 크기	52kDa
배송	아이스 팩