

Wb 및 Elisa용 Anti-Selenom 토끼 다클론 항체 - Q8Wwx9

품목 번호: CM0019881

소개

WB 및 ELISA용 SELENOM 토끼 다클론 항체. 세포질, 소포체 및 골지체에서 이황화 결합 형성에 관여하는 16kDa 셀레노단백질인 인간 및 마우스 SELENOM을 검출합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SELENOM 토끼 pAb
비고/별칭	SELM; SEPM; SELENOM
종	인간
GeneID (인간)	140606
GeneID	140606
면역원	인간 SELENOM의 아미노산 50-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_536355.1)
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8WWX9
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스팩