

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Selenop/셀레노프로테인 P 다클론 항체 - P49908

품목 번호: CM0019024

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 인간 SELENOP(셀레노프로테인 P)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 셀레늄 수송 및 항산화 방어 연구에 적합합니다. 43 kDa 분비 당단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SELENOP 토끼 pAb
비고/별칭	SeP; SELP; SEPP; SEPP1; SELENOP
종	인간
유전자 ID(인간)	6414
유전자 ID	6414
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P49908
단백질 분자량	43KDa
배송	아이스팩