

Wb 및 Elisa용 Anti-Sema3B 토끼 다클로날 항체 - Q13214

품목 번호: CM0030357

소개

인간 SEMA3B를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 분비된 축삭 유도 신호인 인간 및 마우스 세마포린-3B를 검출합니다. 신경 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SEMA3B Rabbit pAb
비고/별칭	SemaA; SEMA5; SEMAA; semaV; LUCA-1; SEMA3B
종	인간(Human)
GeneID (인간)	7869
GeneID	7869
면역원	인간 SEMA3B (NP_001005914.1)의 아미노산 569-748에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q13214
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)