

Wb, If/Icc, Elisa용 항Sema3C 다클론 항체 - Q99985

품목 번호: CM0015556

소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 SEMA3C 토끼 다클론 항체. 심혈관 및 신경 발달의 핵심 조절인자인 인간 및 생쥐 시마포린-3C를 검출합니다. 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| 제품명     | SEMA3C 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭   | SemE; SEMAE; SEMA3C                                            |
| 종       | 인간                                                             |
| 유전자ID   | 10512                                                          |
| 면역원     | 인간 SEMA3C (NP_006370.1)의 아미노산 21-330에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원      | 토끼                                                             |
| 카테고리    | 다클론 항체                                                         |
| 적용 분야   | WB, IF/ICC, ELISA                                              |
| 교차 반응성  | 인간, 생쥐                                                         |
| SWISS   | Q99985                                                         |
| 단백질 분자량 | 85kDa                                                          |
| 배송 방법   | 아이스백                                                           |