

Wb, If/Icc, Elisa용 항Sema4A (세마포린-4A) 토끼 다클론 항체 - Q9H3S1

품목 번호: CM0021093

소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA로 검증된 SEMA4A 토끼 다클론 항체입니다. 신경생물학 및 면역 조절 연구에서의 세마포린 신호 연구와 IVD 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SEMA4A 토끼 pAb
비고/별칭	RP35; SEMB; SEMAB; CORD10; SEMA4A
종	인간
유전자ID (인간)	64218
유전자ID	64218
면역원	인간 SEMA4A (NP_071762.2)의 아미노산 320-580에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H3S1
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스 팩