

Wb, Elisa용 Anti-Sema4C 폴리클로날 항체 - Q9C0C4

품목 번호: CM0025340



소개

사람 및 쥐 SEMA4C (Semaphorin-4C)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. SEMA4C는 축삭 유도 및 세포 신호 전달에 관여하는 PLXNB2 수용체입니다. 신경과학 및 발생 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SEMA4C Rabbit pAb
비고/별칭	SEMAF; SEMAI; SEMACL1; M-SEMA-F; SEMA4C
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	54910
유전자 ID	54910
면역원	사람 SEMA4C (NP_060259.4)의 아미노산 749-833을 포함하는 서열에 상응하는 재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse)
SWISS	Q9C0C4
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스백