

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Sema4F 토끼 다클론 항체 - O95754

품목 번호: CM0015065

소개

인간 SEMA4F를 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드 오솔로그를 인식합니다. 신경 발생 및 세포 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SEMA4F 토끼 pAb
비고/별칭	S4F; SEMAM; SEMAW; M-SEMA; PRO2353; m-Sema-M; SEMA4F
종	인간
유전자 ID	10505 (인간)
면역원	인간 SEMA4F의 아미노산 280-420에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_004254.2)
유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O95754
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스팩