


Wb, Elisa용 Anti-Sema7A 폴리클로날 항체 - O75326

품목 번호: CM0015960



소개

인간 SEMA7A (Semaphorin-7A, CD108)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. SEMA7A는 인테그린 신호 전달, 면역 반응 및 축삭 유도를 조절합니다. 염증 및 신경생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SEMA7A Rabbit pAb
비고/별칭	JMH, CD108, SEMAL, CDw108, PFIC11, SEMAK1, H-Sema-L, H-SEMA-K1, SEMA7A
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	8482
유전자 ID	8482
항원(Immunogen)	인간 SEMA7A (NP_003603.1)의 아미노산 45-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	O75326
단백질 분자량	75kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)