

Wb, Elisa용 Semaphorin 3A 토끼 단일클론 항체 - Q14563

품목 번호: CM0006483

소개

Western blotting 및 ELISA용 고품질 Semaphorin 3A(SEMA3A) 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드 단백질을 검출합니다. C-말단 영역에서 유래한 재조합 면역원입니다. 신경생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Semaphorin 3A 토끼 mAb
비고/별칭	HH16; SemD; COLLI; SEMA1; SEMAD; SEMAL; coll-1; Hsema-I; SEMAIII; Hsema-III; Semaphorin 3A
종	인간
유전자 ID(인간)	10371
면역원	인간 Semaphorin 3A(NP_006071.1)의 아미노산 582-771에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q14563
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스팩