

Anti-Semaphorin 3A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q14563

품목 번호: CM0016808

소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA용 인간 Semaphorin 3A를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 신경 성장 원뿔 유도 및 후각 발달 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Semaphorin 3A Rabbit pAb
비고/별칭	HH16; SemD; COLL1; SEMA1; SEMAD; SEMAL; coll-1; Hsema-I; SEMAIII; Hsema-III; Semaphorin 3A
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	10371
유전자 ID	10371
면역원	인간 Semaphorin 3A (NP_006071.1)의 아미노산 300-400 내부의 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q14563
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)