


웨스턴 블롯, Elisa용 항Semg1 다클론 항체 - P04279

품목 번호: CM0020786



소개

인간 정액젤린-1(Semenogelin-1, SEMG1)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간 종과 반응하며, 면역원은 아미노산 312-462번 영역에 해당합니다. 생식생물학 및 생식력 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SEMG1 토끼 pAb
비고/별칭	SEMG1; CT103; SEMG; SGI; dj172H20.2; semenogelin-1
종	인간
유전자ID	6406
면역원	인간 SEMG1(NP_002998.1)의 아미노산 312-462번에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04279
단백질 분자량	45kDa/52kDa
배송 방식	아이스 팩