

Anti-Semg1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P04279

품목 번호: CM0025373



소개

인간 Semenogelin-1 (SEM1)에 대한 고품질 토끼 다가 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 생식 생물학 및 정액 분석 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SEM1 Rabbit pAb
비고/별칭	SGI; SEMG; CT103; dJ172H20.2; SEMG1
종	인간
GeneID (인간)	6406
GeneID	6406
면역원	인간 SEMG1 (NP_002998.1)의 아미노산 24-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다가 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P04279
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스 팩