

Wb, Elisa용 Anti-Semg2 토끼 다클론 항체 - Q02383

품목 번호: CM0016381

소개

WB 및 ELISA용 인간 Semenogelin-2(SEMG2) 토끼 다클론 항체. 인간 및 마우스 SEMG2를 검출합니다. 생식 생물학 및 정액 응고 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	SEMG2 토끼 pAb
비고/별칭	SGH; SEMG2
종	인간
유전자 ID(인간)	6407
유전자 ID	6407
면역원	인간 SEMG2(NP_002999.1)의 아미노산 383-582에 해당하는 서열을 포함하는 제조함 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q02383
단백질 중량	65kDa
배송	아이스팩