

Wb, Elisa용 항-Senp1 토끼 단클론 항체 - Q9P0U3

품목 번호: CM0007943



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 항-SENP1 토끼 단클론 항체입니다. 단백질 다수모일화에 필수적인 73 kDa SUMO 경로 가수분해효소인 인간 센트린 특이적 프로테아제 1(SuPr-2, SENP1)을 표적으로 합니다. 전사 조절 및 RNA 메틸화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SENP1 토끼 mAb
비고 / 별칭	SuPr-2; SENP1
종	인간
유전자 ID (인간)	29843
면역원	인간 SENP1(Q9P0U3)의 아미노산 400-501에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9P0U3
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스 팩