

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Senp1 토끼 다클론 항체 - Q9P0U3

품목 번호: CM0014745



소개

인간 센트린 특이적 프로테아제 1(SENP1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. SUMO화 연구 및 deSUMO화 효소 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SENP1 토끼 pAb
비고/별칭	SuPr-2; SENP1
종	인간
GeneID	29843 (인간)
면역원	인간 SENP1의 아미노산 220-420에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001254523.1)
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9P0U3
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스팩