


웨스턴 블롯, IHC-P, Elisa용 항-Senp2 Rabbit Polyclonal 항체 - Q9Hc62

품목 번호: CM0023469



소개

인간 SENP2에 대한 검증된 토끼 폴리클론 항체로 웨스턴 블롯, 파라핀 포매 면역조직화학, ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. SUMO 경로, Wnt 신호 전달, 지방 생성 연구에 적합합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SENP2 Rabbit pAb
비고/별칭	AXAM2, SMT3IP2, SENP2
종	인간
유전자 ID (인간)	59343
유전자 ID	59343
면역원	인간 SENP2 (NP_067640.2)의 아미노산 366-589에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9HC62
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백