

웨스턴 블롯, Elisa용 항-Sepn1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Nzv5

품목 번호: CM0013548

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 SEPN1 (Selenoprotein N) 표적 Rabbit polyclonal 항체입니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 산화 스트레스, 칼슘 항상성, 근육 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SEPN1 Rabbit pAb
비고/별칭	RSS; CFTD; SELN; CMYP3; MDRS1; RSMD1; SEPN1
종	인간
유전자 ID	57190
면역원	인간 SEPN1 (NP_065184.2)의 아미노산 341-590에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NZV5
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백