

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Sepsecs 토끼 다클론 항체 - Q9Hd40

품목 번호: CM0028202



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 SEPSECS 토끼 다클론 항체.
셀레노단백질 생합성에 필수적인 셀레노시스테인
합성효소인 사람, 마우스, 쥐 SEPSECS를 검출하며
간질환에서 알려진 자가항원입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SEPSECS 토끼 pAb
비고/별칭	LP; SLA; SecS; PCH2D; SLA/LP; SLA-p35; SEPSECS
종	사람
유전자ID (사람)	51091
유전자ID	51091
면역원	사람 SEPSECS (NP_058651.3)의 아미노산 222-501에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q9HD40
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백