


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Septin-1 다클론 항체 - Q8Wyj6

품목 번호: CM0019585



소개

인간 Septin-1(SWISS: Q8WYJ6)에 대한 재조합 다클론 항체로 웨스턴 블랏, IHC-P 및 ELISA에 사용 가능합니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 검증되었습니다. 세포질분열 및 세포골격 조직에 관여하는 42 kDa 단백질을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Septin 1 토끼 pAb
비고/별칭	LARP; SEP1; DIFF6; SEPT1; PNUTL3; Septin 1
종	인간
유전자ID (인간)	1731
유전자ID	1731
면역원	인간 Septin 1(NP_443070.5)의 아미노산 270-370에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원산지	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8WYJ6
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스백