

Wb, Elisa용 항셉틴 11 토끼 다클론 항체 - Q9Nva2

품목 번호: CM0014852



소개

인간 Septin-11(SEPT11)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 쥐와 교차 반응합니다. 세포골격 및 신경 세포 구조 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Septin 11 토끼 pAb
비고/별칭	SEPT11; Septin 11
종	인간
유전자ID (인간)	55752
유전자ID	55752
면역원	재조합 단백질: 인간 Septin 11 (NP_060713.1)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9NVA2
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백