


Wb, If/Icc, Elisa용 항-셉틴 2 다클론 항체 - Q15019

품목 번호: CM0026146



소개

웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA용 고품질 토끼 유래 항-셉틴 2 다클론 항체입니다. 인간 및 생쥐 셉틴-2와 반응합니다. 재조합 단백질 면역원입니다. 세포 분열 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	셉틴 2 토끼 pAb
비고/별칭	DIFF6; NEDD5; SEPT2; NEDD-5; Pnutl3; hNedd5; Septin 2
종	인간
유전자ID (인간)	4735
유전자ID	4735
면역원	인간 셉틴 2 (NP_004395.1)의 아미노산 112-361에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q15019
단백질 분자량	41kDa
배송 방식	아이스백