


Wb, Elisa용 Anti-Septin 2 토끼 단일클론 항체 - Q15019

품목 번호: CM0011403



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 인간 Septin 2(NEDD-5)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 생쥐 및 랫드와 반응합니다. Septin-2는 유사분열, 섬모 형성 및 액틴 세포골격 조직화에 관여하는 필라멘트 형성 GTPase입니다. 세포생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Septin 2 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	DIFF6; NEDD5; SEPT2; NEDD-5; Pnutl3; hNedd5; Septin 2
종	인간
유전자 ID	4735
면역원	인간 Septin 2(Q15019)의 아미노산 202-298에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 랫드
SWISS	Q15019
단백질 중량	41kDa
배송	아이스팩