

항-셉틴3 토끼 다클론 항체, Wb·if/Icc·elisa용 - Q9Uh03

품목 번호: CM0021226



소개

셉틴3 토끼 다클론 항체(41kDa)는 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA 검증이 완료되었습니다. 세포질분열에 관여하는 뇌 특이 세포골격 GTPase인 신경 특이 셉틴-3을 표적으로 합니다. 신경생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	셉틴3 토끼 pAb
비고/별칭	SEP3; SEPT3; bK250D10.3; Septin 3
종	인간
유전자ID	55964
면역원	재조합 단백질: 인간 셉틴3(NP_663786.2)의 아미노산 179-358번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UH03
단백질 분자량	41kDa
배송 방식	아이스백