


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Septin 5 다클론 항체 - Q99719

품목 번호: CM0015574



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 다클론 Septin 5 항체입니다. 세포질분열과 혈소판 분비에 관여하는 필라멘트 형성 세포골격 GTPase인 인간, 마우스 및 랫드 Septin 5를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Septin 5 토끼 pAb
비고/별칭	H5; SEPT5; CDCREL; PNUTL1; CDCREL1; CDCREL-1; HCDREL-1; Septin 5
종	인간
GeneID (인간)	5413
GeneID	5413
면역원	인간 Septin 5의 아미노산 1-369(NP_002679.2)에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q99719
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스팩