


Anti-Septin-6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q14141

품목 번호: CM0027307



소개

인간 Septin-6(Q14141)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 생쥐 및 쥐와 교차 반응함. 세포골격, 세포 분열, 정자 형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Septin 6 Rabbit pAb
비고/별칭	SEP2; SEPT2; SEPT6; Septin 6
종	인간
유전자 ID	23157
면역원	인간 Septin 6 (NP_055944.2)의 아미노산 350-434에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q14141
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백