


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Septin 7 폴리클로날 항체 - Q16181

품목 번호: CM0026276



소개

인체 Septin 7(Q16181)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 아미노산 307-436을 표적으로 하는 재조합 면역원입니다. 세포골격, 유사분열 및 섬모 형성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Septin 7 토끼 pAb
비고/별칭	CDC3, CDC10, SEPT7, SEPT7A, NBLA02942, Septin 7
종	인간
GeneID (인간)	989
GeneID	989
면역원	인간 Septin 7(NP_001011553.2)의 아미노산 307-436에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q16181
단백질 무게	51kDa
배송	아이스팩