

Anti-Septin 8 폴리클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용) - Q92599

품목 번호: CM0018283



소개

인간 Septin 8을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포골격 역학, 소포 이동, 알츠하이머병 관련 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Septin 8 Rabbit pAb
비고/별칭	SEP2; SEPT8; Septin 8
종	인간
GeneID (인간)	23176
GeneID	23176
면역원	인간 Septin 8 (NP_001287728.1)의 아미노산 348-427에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92599
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백