

Wb 및 Elisa용 Anti-Septin 8 Rabbit Monoclonal Antibody - Q92599

품목 번호: CM0003593



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 Septin 8 토끼 단일클론 항체. 혈소판 분비 및 BACE1 트래피킹에 관여하는 세포골격 GTPase인 인간, 마우스 및 랫드 Septin-8과 반응합니다. 알츠하이머 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Septin 8 Rabbit mAb
비고/별칭	SEP2; SEPT8; Septin 8
종	인간
유전자 ID (인간)	23176
면역원	인간 Septin 8의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질 (NP_001287728.1)
원산	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q92599
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백