

웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 Anti-Septin 9 폴리클론 항체 - Q9Uhd8

품목 번호: CM0028823



소개

인간 Septin-9를 표적으로 하는 고도로 특이적인 토끼 폴리클론 항체. 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 세포골격 역학, 세포질 분열, 미생물 병원 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Septin 9 Rabbit pAb
비고/별칭	MSF; MSF1; NAPB; SEPT9; SINT1; PNUTL4; SeptD1; AF17q25; Septin 9
종	인간
유전자 ID (인간)	10801
면역원	인간 Septin 9 (NP_001106964.1)의 아미노산 1-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UHD8
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스백