

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Serca1/Atp2A1 단일클론 항체 - O14983

품목 번호: CM0003277

소개

인간 SERCA1/ATP2A1(O14983)을 표적하는 재조합 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯, 면역형광, ELISA에 적합. 마우스 및 래트와 교차 반응. 칼슘 펌프 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SERCA1/ATP2A1 Rabbit mAb
비고/별칭	ATP2A; SERCA1; SERCA1/ATP2A1
종	인간
GeneID (Human)	487
GeneID	487
면역원	인간 SERCA1/ATP2A1 (O14983)의 아미노산 900-1001에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	O14983
단백질 분자량	95kDa/110kDa
배송	아이스백