

## 웨스턴 블롯용 Anti-Serca1/Atp2A1 폴리클론 항체 - O14983

품목 번호: CM0012915

### 소개

SERCA1/ATP2A1를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스와 교차 반응합니다. 골격근의 칼슘 수송 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | SERCA1/ATP2A1 토끼 pAb                                              |
| 비고/별칭       | ATP2A; SERCA1; SERCA1/ATP2A1                                      |
| 종           | 인간                                                                |
| GeneID (인간) | 487                                                               |
| GeneID      | 487                                                               |
| 면역원         | 인간 SERCA1/ATP2A1 (NP_775293.1)의 아미노산 901-1001 서열에 상응하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천          | 토끼                                                                |
| 범주          | 폴리클론 항체                                                           |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                         |
| 교차 반응성      | 마우스                                                               |
| SWISS       | O14983                                                            |
| 단백질 분자량     | 110kDa                                                            |
| 배송          | 아이스백                                                              |