

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항Serca2/Atp2A2 단클론 항체 - P16615

품목 번호: CM0002974



소개

SERCA2/ATP2A2에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 칼슘 수송 및 ER/SR 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SERCA2/ATP2A2 토끼 mAb
비고/별칭	DD, DAR, ATP2B, SERCA2
종	인간
유전자ID (인간)	488
면역원	인간 SERCA2/ATP2A2 (P16615)의 아미노산 943-1042 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P16615
단백질 분자량	115 kDa
배송 방식	아이스 팩