

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Serca2/Atp2A2 다클론 항체 - P16615

품목 번호: CM0014713



소개

인간 SERCA2/ATP2A2에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 랫드에도 교차 반응합니다. 칼슘 신호 전달 및 ER 스트레스 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SERCA2/ATP2A2 토끼 pAb
비고/별칭	DD; DAR; ATP2B; SERCA2; SERCA2/ATP2A2
종	인간
유전자 ID (인간)	488
유전자 ID	488
면역원	인간 SERCA2/ATP2A2(NP_733765.1)의 아미노산 1-80 내 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P16615
단백질 분자량	115kDa
배송	아이스백