

Wb, Ihc-P용 Anti-Serca2/Atp2A2 토끼 다클론 항체 - P16615

품목 번호: CM0015811



소개

인간 SERCA2/ATP2A2 (P16615)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 칼슘 수송 및 ER/SR 막 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SERCA2/ATP2A2 토끼 pAb
비고/별칭	DD; DAR; ATP2B; SERCA2; SERCA2/ATP2A2
종	인간
유전자ID (인간)	488
유전자ID	488
면역원	인간 SERCA2/ATP2A2 (NP_733765.1)의 아미노산 111-253에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P16615
단백질 분자량	115kDa
배송	아이스백